



Schizzettone Schimmelbusch 150 Cc - Metallo

Codice GEF (SKU) 25837

EAN / GTIN 8023279258370

SCHIZZETTONI SCHIMMELBUSCH IN OTTONE Schimmelbusch 150 cc Schizzettoni Schimmelbusch affidabili e precisi. Completi di 3 cannule e scodellino orecchiale. Confezionati in singola scatola di cartone. Sc

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SCHIZZETTONI SCHIMMELBUSCH IN OTTONE Schimmelbusch 150 cc Schizzettoni Schimmelbusch affidabili e precisi. Completi di 3 cannule e scodellino orecchiale. Confezionati in singola scatola di cartone. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279258370

CODICE GEF

25837



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697