



## Kit D'irrigazione Auricolare per Lavaggio Spray Otoclear

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25858

EAN / GTIN 8023279258585

Confezione 1

Spray di lavaggio Otoclear® - lavaggio manuale e ad intermittenza - fornisce un maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali - il design efficiente e pratico consente un utilizzo con entrambe le mani Comfort del paziente migliorato grazie al design "gentle touch" Termometro per la temperatura dell'acqua

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149099

EAN / GTIN

8023279258585

CODICE GEF

25858



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697