



## Kit D'irrigazione Auricolare per Lavaggio Spray Otoclear Aquabot

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25859

EAN / GTIN 00859911004894

Confezione 1

LAVAGGIO AURICOLARE SPRAY OTOCLEAR AQUABOT® - 650 ml - flusso continuo senza pompare manualmente - maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali - design efficiente per utilizzo con entrambe le mani Il kit include: 1 flacone per lavaggio spray, 5 punte Otoclear, 1 bacinella per orecchio Made in the USA.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149099

EAN / GTIN

00859911004894

CODICE GEF

25859



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697