



Guanti in Cotone - Misura 6 - 6,5

Codice GEF (SKU) **25864**

EAN / GTIN **8055060762650**

Guanti 100% in cotone. Polsino extra lungo 8-8,5 cm Taglia: 6-6,5
Lunghezza cm: min: 17 - max: 19 Peso g: min: 19 - max: 21

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Guanti 100% in cotone. Polsino extra lungo 8-8,5 cm Taglia: 6-6,5 Lunghezza cm: min: 17 - max: 19 Peso g: min: 19 - max: 21

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8055060762650

CODICE GEF

25864



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697