



## Guanti in Cotone - Misura 7 - 7,5

Codice GEF (SKU) **25865**

EAN / GTIN **8055060762650**

Guanti 100% in cotone. Polsino extra lungo 8-8,5 cm Taglia: 7-7,5  
Lunghezza cm: min: 20 - max: 21,5 Peso g: min: 21 - max: 23

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Guanti 100% in cotone. Polsino extra lungo 8-8,5 cm Taglia: 7-7,5 Lunghezza cm: min: 20 - max: 21,5 Peso g: min: 21 - max: 23

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8055060762650**

CODICE GEF

**25865**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697