

GUANTI IN COTONE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **25869**EAN / GTIN **8055060762643**Confezione **1**

Guanti 100% in cotone. Polsino extra lungo 8-8,5 cm Taglia: 9
Lunghezza cm: min: 23,5 - max: 24 Peso g: 25



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0199

EAN / GTIN

8055060762643

CODICE GEF

25869

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697