



Cucitrice Cutanea Monouso Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 25891

EAN / GTIN 8023279258912

Confezione 1

CUCITRICE CUTANEA MONOUSO STERILE - confezione da 5 pezzi
Semplice e facile da usare. I punti sono in acciaio inossidabile di ottima qualità 317 L per uso medico e ogni apparecchio è dotato di 35 punti. La sua grande velocità riduce il tempo di suturazione e il rischio di contrarre infezioni. Le cicatrici sono più sottili e il tempo di cicatrizzazione è velocizzato. La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie all'utilizzo dell'apposita levapunti. Da usare per suture cutanee in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
H02010101EAN / GTIN
8023279258912CODICE GEF
25891

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697