



Ditali in Lattice - Misura Large

Codice GEF (SKU) **25942**

EAN / GTIN **8023279259421**

DITALI IN LATTICE - misura grande Ditali in lattice srotolabili, non sterili, monouso, adatti per proteggere le dita, con talco. Minimo vendita: 1.000 pz. (10 conf. da 100 pz.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DITALI IN LATTICE - misura grande Ditali in lattice srotolabili, non sterili, monouso, adatti per proteggere le dita, con talco. Minimo vendita: 1.000 pz. (10 conf. da 100 pz.)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279259421

CODICE GEF

25942



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697