



# TESTA ILLUMINAZIONE ANO-RECTO- PROCTOSCOPIO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25953

EAN / GTIN 8023279259537

Confezione 1

TESTA D'ILLUMINAZIONE A FIBRE OTTICHE Questa testa si collega ed illumina alla perfezione anoscopi, proctoscopi, rettoscopi:, HEINE, WELCH ALLYN, GPS. Può essere collegata alla fonte di luce attraverso un cavo F.O. o ad un sistema di illuminazione LED.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

G02060302

EAN / GTIN

8023279259537

CODICE GEF

25953



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697