



Contenitore Urine 120 Ml Bulk

Dispositivo medico

Classe A

Codice GEF (SKU) 25958

EAN / GTIN 8023279259582

Confezione 1

Contenitore per le urine in polipropilene con scala graduata, dotato di tappo rosso a vite ed etichetta traslucida. Capacità: 120 ml Quantità: Scatola da 300 pezzi. Un manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W05010203

EAN / GTIN

8023279259582

CODICE GEF

25958

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697