

GEF Medica

Contenitore Urine 60 Ml - Sterile

Codice GEF (SKU) 25961

Contenitori graduati per urine in polipropilene con tappo rosso a vite e etichetta traslucida. Confezionati singolarmente Sterile Capacità: 60 ml
Quantità: Scatola da 500 pezzi. Un manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenitori graduati per urine in polipropilene con tappo rosso a vite e etichetta traslucida.
- Confezionati singolarmente
- Sterile
- Capacità: 60 ml
- Quantità: Scatola da 500 pezzi.
- Un manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

**CODICE GEF
25961****ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697