

Contenitore Urine

Dispositivo medico

Classe A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 25962

EAN / GTIN 8023279259629

Confezione 1

GEF Medica

Contenitori graduati per urine in polipropilene con tappo rosso a vite e etichetta traslucida. Confezionati singolarmente Camera bianca ISO8 Capacità: 120 ml Quantità: Scatola da 250 pezzi. Un manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
25962	120 ml - camera bianca ISO8	8023279259629	1
25960	60 ml - camera bianca ISO8	8023279259605	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W05010203

EAN / GTIN

8023279259629

CODICE GEF

25962



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697