

Contenitore Feci

Dispositivo medico

Classe A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 25965

EAN / GTIN 8023279259650

Confezione 1

GEF Medica

Contenitori graduati di feci Coprotainer® in polipropilene con tappo a vite rosso e etichetta traslucida, confezionati singolarmente.

Contenitore feci 30 ml - camera bianca ISO8 Manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
25965	30 ml - camera bianca ISO8	8023279259650	1
25967	60 ml - camera bianca ISO8	8023279259674	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W05019001

EAN / GTIN

8023279259650

CODICE GEF

25965



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697