

GEF Medica

Contenitore Feci 30 Ml - Sterile

Codice GEF (SKU) 25966

Contenitori graduati di feci Coprotainer® in polipropilene con tappo a vite rosso e etichetta traslucida, confezionati singolarmente.

Contenitore feci 30 ml - sterile Manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenitori graduati di feci Coprotainer® in polipropilene con tappo a vite rosso e etichetta traslucida, confezionati singolarmente.
- Contenitore feci 30 ml - sterile
- Manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

**CODICE GEF
25966****ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697