



# Contenitore Urine Plus 120 Ml con Campionatore

Codice GEF (SKU) **25969**

EAN / GTIN **8023279259698**

Contenitore sterile per campionamento delle urine in polipropilene con tappo a vite giallo e etichetta adesiva. Tappo a vite giallo con punto di prelievo - graduato Confezionati singolarmente Capacità

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenitore sterile per campionamento delle urine in polipropilene con tappo a vite giallo e etichetta adesiva. Tappo a vite giallo con punto di prelievo - graduato Confezionati singolarmente Capacità: 120 ml Manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279259698**

CODICE GEF

**25969**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697