



Provetta Sottovuoto Urine 10 Ml - Sterile

Codice GEF (SKU) 25975

EAN / GTIN 8023279259759

Provetta sottovuoto urine 10 ml Materiale: Polipropilene Provetta sterile per urine e provetta sottovuoto Provetta confezionata singolarmente con etichetta di carta, in scatoletta singola. Graduata 0,

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Provetta sottovuoto urine 10 ml Materiale: Polipropilene Provetta sterile per urine e provetta sottovuoto Provetta confezionata singolarmente con etichetta di carta, in scatoletta singola. Graduata 0,5, 1, 2,5, 5, 10 ml. confezione multilingue: GB, FR, IT, ES. Provetta sottovuoto a tappo giallo senza conservante.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279259759

CODICE GEF

25975



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697