



Urinale a Bottiglia per Uomo con Manico 1000 ML

Codice GEF (SKU) **25977**

EAN / GTIN **15060098135420**

25977 URINALE A BOTTIGLIA PER UOMO CON MANICO 1000 ml
Urinale a bottiglia per uomo, portatile, in polietilene robusto e durevole. Tappo con chiusura di sicurezza per evitare fuoriuscite e ridurre gli

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 25977 URINALE A BOTTIGLIA PER UOMO CON MANICO 1000 ml Urinale a bottiglia per uomo, portatile, in polietilene robusto e durevole. Tappo con chiusura di sicurezza per evitare fuoriuscite e ridurre gli odori sgradevoli e il rischio di infezioni crociate. Lavabile a mano o in termodisinfettore a 80°C / 90°C; 1000 cicli garantiti. Superfici in materiale liscio e manico cavo; pulizia agevole. Graduato. Dimensioni: 180x100x85 mm. Manico a pressione facilitata Made in the UK.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

15060098135420

CODICE GEF

25977



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697