



Urinale Maschile Plastica

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **25978**EAN / GTIN **8023279259780**Confezione **1**

Urinale da uomo in plastica da 1000 ml - conf. 60 pz. Fabbricato in polietilene e confezionato singolarmente. Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, GR, SE.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091299

EAN / GTIN

8023279259780

CODICE GEF

25978

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697