



Contenitore Urine 24 Ore

Dispositivo medico

Classe A

3 varianti

Codice GEF (SKU) 25980

EAN / GTIN 8023279259803

Confezione 1

Contenitore graduato per urine 24 h in polipropilene. Bottiglia da 2500 ml Manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
25980	bottiglia da 2.500 ml	8023279259803	1
25982	tanica 2500 ml	8023279259827	1
25984	tanica 3000 ml con sistema di aspirazione	8023279259841	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W05010203

EAN / GTIN

8023279259803

CODICE GEF

25980



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697