



CONTENITORE URINE 24 ORE 2000 ml con manico ergonomico

Dispositivo medico

Classe A

Codice GEF (SKU) 25986

EAN / GTIN 8023279259865

Confezione 1

Contenitore 2.000 ml con impugnatura ergonomica. Contenitori graduati per urine 24 h in polietilene. 1 manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W05010203

EAN / GTIN

8023279259865

CODICE GEF

25986



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697