



## Contenitore Urine 120 Ml - Scatola Singola - Sterile

Codice GEF (SKU) **25987**

EAN / GTIN **8023279259872**

Contenitore sterile per campionamento delle urine in polipropilene con tappo a vite rosso e etichetta di carta. Confezionati singolarmente  
Capacità: 120 ml Manuale d'istruzioni multilingue in ogni con

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenitore sterile per campionamento delle urine in polipropilene con tappo a vite rosso e etichetta di carta. Confezionati singolarmente Capacità: 120 ml Manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279259872**

CODICE GEF

**25987**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) · Tel. 0573  
1944697