



# Tanica Urine 24 Ore 2500 ML

Dispositivo medico

Classe A

Codice GEF (SKU) 25995

EAN / GTIN 8023279259957

Confezione 1

Tanica urine 24 h 2500 ml. Tanica in polietilene per la raccolta delle urine per 24 ore, in scatola singola. Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W05010203

EAN / GTIN

8023279259957

CODICE GEF

25995



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697