



KIMONO MONOUSO TNT

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26017

EAN / GTIN 8031413260172

Confezione 1

KIT MONOUSO PER VESTIZIONE PAZIENTI/VISITATORI - NON STERILI kimono - blu Kimono coprente in TNT SMS 30 g/m2 a maniche corte. Apertura frontale e chiusura in vita con lacci. Taglia unica: lunghezza 120 cm, larghezza 150 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0205

EAN / GTIN

8031413260172

CODICE GEF

26017



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697