



Connettore Senza Ago Bd Q-syte

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **26058**EAN / GTIN **8023279260588**Confezione **1**

CONNETTORE SENZA AGO BD Q-SYTE™ - 385100 Il connettore senza ago BD Q-Syte™ ha una struttura a setto diviso conforme alle linee guida per la riduzione delle infezioni del sangue correlate ai cateteri (CRBSI). Il percorso del fluido, lineare e aperto, consente una velocità di flusso elevata. Compatto e leggero, senza complessi sistemi di valvole meccaniche. La struttura trasparente consente al personale sanitario di verificare visivamente l'efficacia della propria tecnica e intervenire tempestivamente in caso di irrorazione poco efficace. Senza DEHP. Senza gomma naturale o lattice. Classe IIa

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
A07050202EAN / GTIN
8023279260588CODICE GEF
26058

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697