



Valvola Senza Ago Sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) **26059**EAN / GTIN **8033395208906**Confezione **1**

Dispositivo a circuito chiuso senza ago per infusione e/o rimozione endovenosa. Utile per la protezione degli accessi vascolari e di tutti i sistemi di infusione dotati di connettore Luer lock standard maschio. Questo sistema di protezione chiuso e auto-sigillante consente di iniettare fluidi ed effettuare rimozioni eliminando il rischio di punture accidentali agli operatori e riducendo il rischio di contaminazione dei pazienti. Senza latex. Senza PVC.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
A07050202EAN / GTIN
8033395208906CODICE GEF
26059

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697