



Set Infusione

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 26064

EAN / GTIN 8032764150396

Confezione 1

SET PER INFUSIONE - BLISTER - conf. da 360 pz. (18 scatole da 20) Il set comprende: un perforatore in ABS con presa d'aria, una camera in pvc, un tubo in pvc da 150 cm, una rotella in abs, un attacco luer lock in pvc senza ago. Punto iniezione latex free. Sterilizzato all'ossido di etilene.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A03010101

EAN / GTIN

8032764150396

CODICE GEF

26064



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697