



SET INFUSIONE in polybag

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 26069

EAN / GTIN 8032764150365

Confezione 1

SET PER INFUSIONE - POLYBAG - conf. da 500 pz. Il set comprende: un perforatore in ABS con presa d'aria, una camera in pvc, un tubo in pvc da 150 cm, una rotella in abs, un attacco luer lock in pvc senza ago. Punto iniezione latex free. Sterilizzato all'ossido di etilene.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A03010101

EAN / GTIN

8032764150365

CODICE GEF

26069



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697