

## Camice Unisex - con Automatici

Codice GEF (SKU) 26080

Camici bianchi 100% in cotone · Unisex, con bottoni automatici · Taglia - Europa: 40 - USA: XS - Francia: 36 Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, un cinturino e uno spacco posteriore. I modelli uomo e donna hanno i bottoni, i modelli unisex presentano bottoni automatici e polsini elasticizzati. Certificazione OEKO-TEX® 100. Peso 185 g/m2.

GEF Medica

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Camici bianchi 100% in cotone
- Unisex, con bottoni automatici
- Taglia - Europa: 40 - USA: XS - Francia: 36 Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, un cinturino e uno spacco posteriore. I modelli uomo e donna hanno i bottoni, i modelli unisex presentano bottoni automatici e polsini elasticizzati. Certificazione OEKO-TEX® 100. Peso 185 g/m2.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26080	40		
26081	42		
26082	44		
26083	46		
26084	48		
26085	50		
26086	52		
26087	54		
26088	56		
26089	58		

CODICE GEF

**26080**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)