



Camice Cotone Uomo Bianco

Codice GEF (SKU) 26098

Camici bianchi 100% in cotone • Per uomo, con bottoni • Taglia - Europa: 44 - USA: S - Francia: 40 Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, un cinturino e uno spacco posteriore. I modelli uomo e donna hanno i bottoni, i modelli unisex presentano bottoni automatici e polsini elasticizzati. Certificazione OEKO-TEX® 100. Peso 185 g/m2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Camici bianchi 100% in cotone
- Per uomo, con bottoni
- Taglia - Europa: 44 - USA: S - Francia: 40 Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, un cinturino e uno spacco posteriore. I modelli uomo e donna hanno i bottoni, i modelli unisex presentano bottoni automatici e polsini elasticizzati. Certificazione OEKO-TEX® 100. Peso 185 g/m2.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26098	44		
26101	46		
26102	48		
26103	50		
26104	52		
26105	54		
26106	56		
26107	58		

CODICE GEF

26098



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it