

Camice Cotone Donna Bianco

Codice GEF (SKU) 26110

Camici bianchi 100% in cotone • Per donna, con bottoni • Taglia - Europa: 40 - USA: XS - Francia: 36 Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, un cinturino e uno spacco posteriore. I modelli uomo e donna hanno i bottoni, i modelli unisex presentano bottoni automatici e polsini elasticizzati. Certificazione OEKO-TEX® 100. Peso 185 g/m2.

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Camici bianchi 100% in cotone
- Per donna, con bottoni
- Taglia - Europa: 40 - USA: XS - Francia: 36 Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, un cinturino e uno spacco posteriore. I modelli uomo e donna hanno i bottoni, i modelli unisex presentano bottoni automatici e polsini elasticizzati. Certificazione OEKO-TEX® 100. Peso 185 g/m2.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26110	40		
26111	42		
26112	44		
26113	46		
26114	48		
26115	50		
26116	52		
26117	54		

CODICE GEF

26110



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it