

GEF Medica

Camice Operatorio Tg. 58-62

Codice GEF (SKU) 26163

Camici sala operatoria per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. Girocollo, due lacci per chiusura interna posteriore all'altezza della vita, maniche lunghe raglan con polsini in jersey di cotone. Peso 185 g/m2. • Camice sala operatoria • Colore: verde • Taglia: 58-62 (XXL) • Lunghezza cm: 141 • Per uomo e donna

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Camici sala operatoria per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. Girocollo, due lacci per chiusura interna posteriore all'altezza della vita, maniche lunghe raglan con polsini in jersey di cotone. Peso 185 g/m2.
- Camice sala operatoria
- Colore: verde
- Taglia: 58-62 (XXL)
- Lunghezza cm: 141
- Per uomo e donna

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

**CODICE GEF
26163****ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697