



## Cappellino Operatorio

Codice GEF (SKU) **26166**

EAN / GTIN **8023279261660**

Cappellino in puro cotone di colore verde. Altri colori su richiesta per un minimo di vendita di 1000 pz. Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cappellino in puro cotone di colore verde. Altri colori su richiesta per un minimo di vendita di 1000 pz. Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279261660**

CODICE GEF

**26166**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697