

GEF Medica

Zoccoli Ultraleggeri con Laccetto

Codice GEF (SKU) 26175

ZOCCOLI ULTRALEGGERI CON CINTURINO Zoccoli protettivi conformi ai requisiti delle norme sulle calzature da lavoro EN ISO 20347 A E SRC

- molto leggeri: solo 200 g ogni paio
- aerati: i fori laterali forniscono aerazione ma evitano l'ingresso di liquidi
- anatomici: rispettano la naturale anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia nella zona del tallone
- antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- antistatici: l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con normali detergenti neutri, resistenti alla sterilizzazione chimica o UV in uso negli ospedali
- antibatterici, antimuffa, antifunghi
- senza lattice

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ZOCCOLI ULTRALEGGERI CON CINTURINO
- Zoccoli protettivi conformi ai requisiti delle norme sulle calzature da lavoro EN ISO 20347 A E SRC
- molto leggeri: solo 200 g ogni paio
- aerati: i fori laterali forniscono aerazione ma evitano l'ingresso di liquidi
- anatomici: rispettano la naturale anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia nella zona del tallone
- antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- antistatici: l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con normali detergenti neutri, resistenti alla sterilizzazione chimica o UV in uso negli ospedali
- antibatterici, antimuffa, antifunghi
- senza lattice

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA / COLORE	EAN	CONFEZIONE
26175	34 / Verde		
26176	35 / Verde		
26177	36 / Verde		
26178	37 / Verde		
26179	38 / Verde		
26180	39 / Verde		
26181	40 / Verde		
26182	41 / Verde		
26183	42 / Verde		
26184	43 / Verde		
26185	44 / Verde		
26186	45 / Verde		
26187	46 / Verde		
26188	47 / Verde		
26190	34 / Bianco		
26191	35 / Bianco		
26192	36 / Bianco		
26193	37 / Bianco		
26194	38 / Bianco		
26195	39 / Bianco		
26196	40 / Bianco		
26197	41 / Bianco		
26198	42 / Bianco		
26199	43 / Bianco		
26200	44 / Bianco		
26201	45 / Bianco		
26202	46 / Bianco		
26203	47 / Bianco		
26210	34 / Blu		
26211	35 / Blu		
26212	36 / Blu		
26213	37 / Blu		
26214	38 / Blu		
26215	39 / Blu		
26216	40 / Blu		
26217	41 / Blu		
26218	42 / Blu		
26219	43 / Blu		
26220	44 / Blu		
26221	45 / Blu		
26222	46 / Blu		

CODICE GEF / SKU	TAGLIA / COLORE	EAN	CONFEZIONE
26223	47 / Blu		

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

26175



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it