



ZOCCOLI BIANCHI senza fori con cinturino

Dispositivo medico

Classe I

11 varianti

Codice GEF (SKU) **26231**

EAN / GTIN **8023279262315**

Confezione **1**

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA · TOMAIA NON FORATA · CON LACETTO - materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26231	26231	8023279262315	1
26232	26232	8023279262322	1
26233	26233	8023279262339	1
26234	26234	8023279262346	1
26235	26235	8023279262353	1
26236	26236	8023279262360	1
26237	26237	8023279262377	1
26238	26238	8023279262384	1
26239	26239	8023279262391	1
26241	26241	8023279262414	1
26242	26242	8023279262421	1

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279262315

CODICE GEF

26231



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it