



ZOCCOLI BLU senza fori con cinturino

Dispositivo medico

Classe I

11 varianti

Codice GEF (SKU) 26261

EAN / GTIN 8023279262612

Confezione 1

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA · TOMAIA NON FORATA · CON LACCETTO - materiale antistatico direttamente iniettato nella miscela polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26261	26261	8023279262612	1
26262	26262	8023279262629	1
26263	26263	8023279262636	1
26265	26265	8023279262650	1
26266	26266	8023279262667	1
26267	26267	8023279262674	1
26268	26268	8023279262681	1
26269	26269	8023279262698	1
26270	26270	8023279262704	1
26271	26271	8023279262711	1
26272	26272	8023279262728	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279262612

CODICE GEF

26261



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.