



ZOCCOLI ROSSI senza fori con cinturino

Dispositivo medico

Classe I

8 varianti

Codice GEF (SKU) 26282

EAN / GTIN 8023279262827

Confezione 1

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA • TOMAIA NON FORATA • CON LACCETTO - materiale antistatico direttamente iniettato nella miscela polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26282	26282	8023279262827	1
26284	26284	8023279262841	1
26285	26285	8023279262858	1
26286	26286	8023279262865	1
26287	26287	8023279262872	1
26289	26289	8023279262896	1
26290	26290	8023279262902	1
26291	26291	8023279262919	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279262827

CODICE GEF

26282



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697