



ZOCCOLI BIANCHI senza fori

Dispositivo medico

Classe I

10 varianti

Codice GEF (SKU) **26311**EAN / GTIN **8023279263114**Confezione **1**

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA • TOMAIA NON FORATA - materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26311	26311	8023279263114	1
26312	26312	8023279263121	1
26313	26313	8023279263138	1
26315	26315	8023279263152	1
26316	26316	8023279263169	1
26317	26317	8023279263176	1
26319	26319	8023279263190	1
26320	26320	8023279263206	1
26321	26321	8023279263213	1
26322	26322	8023279263220	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279263114

CODICE GEF

26311

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697