



## ZOCCOLI VERDI senza fori

Dispositivo medico

Classe I

10 varianti

Codice GEF (SKU) **26331**EAN / GTIN **8023279263312**Confezione **1**

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA • TOMAIA NON FORATA - materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | TAGLIA | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 26331            | 26331  | 8023279263312 | 1          |
| 26332            | 26332  | 8023279263329 | 1          |
| 26333            | 26333  | 8023279263336 | 1          |
| 26334            | 26334  | 8023279263343 | 1          |
| 26335            | 26335  | 8023279263350 | 1          |
| 26336            | 26336  | 8023279263367 | 1          |
| 26337            | 26337  | 8023279263374 | 1          |
| 26340            | 26340  | 8023279263404 | 1          |
| 26341            | 26341  | 8023279263411 | 1          |
| 26342            | 26342  | 8023279263428 | 1          |

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**8023279263312**

CODICE GEF

**26331**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697