



## ZOCCOLI BLU ELETTRICO senza fori

Dispositivo medico

Classe I

11 varianti

Codice GEF (SKU) **26351**EAN / GTIN **8023279263510**Confezione **1**

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA · TOMAIA NON FORATA - materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26351	26351	8023279263510	1
26352	26352	8023279263527	1
26353	26353	8023279263534	1
26354	26354	8023279263541	1
26355	26355	8023279263558	1
26356	26356	8023279263565	1
26357	26357	8023279263572	1
26358	26358	8023279263589	1
26359	26359	8023279263596	1
26361	26361	8023279263619	1
26362	26362	8023279263626	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**8023279263510**

CODICE GEF

**26351**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697