



Zoccoli Elettrico - Senza Fori

Codice GEF (SKU) 26351

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA • TOMAIA NON FORATA - materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA
- TOMAIA NON FORATA - materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA / COLORE	EAN	CONFEZIONE
26351	34 / Blu		
26352	35 / Blu		
26353	36 / Blu		
26354	37 / Blu		
26355	38 / Blu		
26356	39 / Blu		
26357	40 / Blu		
26358	41 / Blu		
26359	42 / Blu		
26360	43 / Blu		
26361	45 / Blu		
26362	47 / Blu		

CODICE GEF

26351



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it