



## ZOCCOLI BIANCHI con fori

Dispositivo medico

Classe I

12 varianti

Codice GEF (SKU) 26411

EAN / GTIN 8023279264111

Confezione 1

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA · TOMAIA FORATA - materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26411	26411	8023279264111	1
26412	26412	8023279264128	1
26413	26413	8023279264135	1
26414	26414	8023279264142	1
26415	26415	8023279264159	1
26416	26416	8023279264166	1
26417	26417	8023279264173	1
26418	26418	8023279264180	1
26419	26419	8023279264197	1
26420	26420	8023279264203	1
26421	26421	8023279264210	1
26422	26422	8023279264227	1

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279264111

CODICE GEF

26411



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)