



Zoccoli - con Fori

Codice GEF (SKU) 26411

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA • TOMAIA FORATA - materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA
- TOMAIA FORATA - materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA / COLORE	EAN	CONFEZIONE
26411	34 / Bianco		
26412	35 / Bianco		
26413	36 / Bianco		
26414	37 / Bianco		
26415	38 / Bianco		
26416	39 / Bianco		
26417	40 / Bianco		
26418	41 / Bianco		
26419	42 / Bianco		
26420	43 / Bianco		
26421	45 / Bianco		
26422	47 / Bianco		
26451	34 / Blu		
26452	35 / Blu		
26453	36 / Blu		
26454	37 / Blu		
26455	38 / Blu		
26456	39 / Blu		
26457	40 / Blu		
26458	41 / Blu		
26459	42 / Blu		
26460	43 / Blu		
26461	45 / Blu		
26462	47 / Blu		

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

26411



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it