



ZOCCOLI VERDI con fori e cinturino

Dispositivo medico

Classe I

11 varianti

Codice GEF (SKU) 26471

EAN / GTIN 8023279264715

Confezione 1

ZOCCOLI PROFESSIONALI PRODUZIONE ITALIANA · TOMAIA FORATA · CON LACCETTO - materiale antistatico direttamente iniettato nella miscela polimerica - fori sulla suola per aerazione e traspirazione - suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati - lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C - disponibili con laccetto di sicurezza - confezionati singolarmente in scatola di cartone - senza lattice

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26471	26471	8023279264715	1
26472	26472	8023279264722	1
26473	26473	8023279264739	1
26474	26474	8023279264746	1
26475	26475	8023279264753	1
26477	26477	8023279264777	1
26478	26478	8023279264784	1
26479	26479	8023279264791	1
26480	26480	8023279264807	1
26481	26481	8023279264814	1
26482	26482	8023279264821	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279264715

CODICE GEF

26471



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.