

Telo Chirurgico

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 26496

EAN / GTIN 8023279264968

Confezione 1

Telo di alta qualità, 100% cotone, colore verde.

GEF Medica

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26496	150x150 cm	8023279264968	1
26497	250x150 cm	8023279264975	1
26495	90x150 cm	8023279264951	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T020199

EAN / GTIN

8023279264968

CODICE GEF

26496



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697