



Porta Aghi Mayo Hegar C.t.

Dispositivo medico

Classe I

7 varianti

Codice GEF (SKU) 26530

EAN / GTIN 8023279265309

Confezione 1

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati. Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26530	16 cm	8023279265309	1
26531	18 cm	8023279265316	1
26532	20 cm	8023279265323	1
26533	26 cm	8023279265330	1
26534	30 cm	8023279265347	1
26535	24 cm	8023279265354	1
26539	14 cm	8023279265392	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L0205

EAN / GTIN

8023279265309

CODICE GEF

26530



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697