



Porta Aghi Olsen Hegar C.t.

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 26540

EAN / GTIN 8023279265408

Confezione 1

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati. Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | TAGLIA | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|---------|---------------|------------|
| 26540 | 14 cm | 8023279265408 | 1 |
| 26541 | 16,5 cm | 8023279265415 | 1 |
| 26542 | 19 cm | 8023279265422 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L0205

EAN / GTIN

8023279265408

CODICE GEF

26540



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697