



Porta Aghi Crile Wood C.t.

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 26545

EAN / GTIN 8023279265453

Confezione 1

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati. Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26545	20 cm	8023279265453	1
26546	15 cm	8023279265460	1
26547	18 cm	8023279265477	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L0205

EAN / GTIN

8023279265453

CODICE GEF

26545



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697