



## Taglia Fili C.t.

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 26570

EAN / GTIN 8023279265705

Confezione 1

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati. Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
26570	14 cm - per cavi 0-1 mm	8023279265705	1
26571	18 cm - per cavi fino a 1,6 mm	8023279265712	1
26572	23 cm - per cavi fino a 2 mm	8023279265729	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L99

EAN / GTIN

8023279265705

CODICE GEF

26570



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697