



Padella in Acciaio Inox con Coperchio con Manico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 26573

EAN / GTIN 8023279265736

Confezione 1

Padella rotonda con coperchio • Manico dritto • Dimensioni: 320 x h 85 mm • Autoclavabile a 121°C Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091299

EAN / GTIN

8023279265736

CODICE GEF

26573



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697