



SECCHIO ACCIAIO INOX con coperchio 1

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 26576

EAN / GTIN 8023279265767

Confezione 1

SECCHIO CON COPERCHIO 12 l - Ø 290xh 300 mm Secchi in acciaio
INOX AISI 304 autoclavabili a 121°C.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
26576	12 litri	8023279265767	1
26577	15 litri	8023279265774	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279265767

CODICE GEF

26576



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697